

Anticorps Polyclonal Anti-Ick Pour Wb, Elisa - Q9Upz9

Numéro d'article: CM0026516

Introduction

Anticorps polyclonal anti-ICK prêt pour IVD, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible la sérine/thréonine-protéine kinase ICK (Q9UPZ9) pour la recherche sur la ciliogenèse, le développement et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICK Lapin pAb
Remarques/Alias	ECO ; ICK ; MRK ; LCK2 ; hICK ; EJM10
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	22858
Identifiant du gène	22858
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'ICK humain (NP_057597.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPZ9
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace