


Anticorps Monoclonal Anti-Icos/Cd278 Pour Wb Et Elisa - Q9Y6W8

Numéro d'article: CM0012342



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre ICOS/CD278 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Cible un récepteur costimulateur clé des lymphocytes T, essentiel aux réponses immunitaires et à la production d'anticorps.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-ICOS/CD278
Remarques/Synonymes	AILIM ; CD278 ; CVID1 ; ICOS/CD278
Espèce	Humain
GeneID	29851
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de l'ICOS/CD278 humain (Q9Y6W8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y6W8
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac de glace