

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Icos/Cd278 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Wvs0

Numéro d'article: CM0006708

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ICOS (CD278) de souris, validé pour WB, IF/ICC, FC et ELISA. Adapté à la recherche sur la costimulation des lymphocytes T et la réponse immunitaire. Réagit avec la souris. SWISS : Q9WVS0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICOS/CD278 mAb lapin
Remarques / Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115; ICOS/CD278
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	29851
GeneID	54167
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-142 de l'ICOS/CD278 de souris (NP_059508.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9WVS0
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace