


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Icos/Cd278 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W8

Numéro d'article: CM0024340



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ICOS/CD278 humain (Q9Y6W8), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la costimulation des cellules T et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc lapin ICOS/CD278
Remarques/Alias	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Espèce	Humain
GeneID (humain)	29851
GeneID	29851
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-140 de l'ICOS/CD278 humain (NP_036224.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6W8
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace