

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Icosl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75144

Numéro d'article: CM0026343



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ICOSL humain (CD275/B7-H2). Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur la costimulation des lymphocytes T et les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICOSL Rabbit pAb
Remarques/Alias	B7h, B7H2, GL50, B7-H2, B7RP1, CD275, ICOSL, LICOS, B7RP-1, ICOS-L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23308
GeneID	23308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-256 de l'ICOSL humain (NP_056074.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75144
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace