


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ict1/Mrp-L58 Pour Wb, Elisa - Q14197

Numéro d'article: CM0016969



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-ICT1/MRP-L58 pour la détection par WB et ELISA de l'ICT1 humaine et murine, une peptidyl-tRNA hydrolase mitochondriale. Idéal pour la recherche sur la terminaison de la traduction mitochondriale et le recyclage des ribosomes. - Q14197

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DS1; DS-1; ICT1; MRP-L58
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3396
ID de gène	3396
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-206 de l'ICT1 humaine (NP_001536.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14197
Poids moléculaire	24kDa
Expédition	Sac de glace