

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Id1 Pour Wb & Elisa - P41134

Numéro d'article: CM0026351

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ID1 de haute qualité pour les applications WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Cible l'inhibiteur de protéine de liaison à l'ADN ID-1 avec un poids moléculaire de 16 kDa. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de la différenciation cellulaire et des rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ID1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ID; bHLHb24; ID1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3397(3397)
GeneID	3397
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-155 de l'ID1 humain (NP_002156.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41134
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace