

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Id2 Pour Wb, Elisa - Q02363

Numéro d'article: CM0026716



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ID2 humain, validé pour WB et ELISA. Cible le régulateur transcriptionnel ID2, un inhibiteur de bHLH impliqué dans la différenciation, le rythme circadien et le cancer. UniProt : Q02363.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ID2 Rabbit pAb                                                                                                       |
| Remarques / Alias    | GIG8; ID2A; ID2H; bHLHb26; ID2                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                               |
| GeneID (Humain)      | 3398                                                                                                                 |
| GeneID               | 3398                                                                                                                 |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de l'ID2 humain (NP_002157.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                               |
| SWISS                | Q02363                                                                                                               |
| Poids de la protéine | 15 kDa                                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                         |