

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Id3 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02535

Numéro d'article: CM0027711



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ID3 humain, adapté pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'ID3 humain, souris, rat. Étudiez la régulation transcriptionnelle, la myogenèse et les voies de l'horloge circadienne.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | ID3 Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias     | HEIR-1; bHLHb25; ID3                                                                                                        |
| Espèce              | Humain                                                                                                                      |
| ID de Gène (Humain) | 3399                                                                                                                        |
| ID de Gène          | 3399                                                                                                                        |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-119 de l'ID3 humaine (NP_002158.3) |
| Source              | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                       |
| Application         | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS               | Q02535                                                                                                                      |
| Poids Protéique     | 13kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                |