

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ide [Validé Kd] Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14735

Numéro d'article: CM0004578



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'IDE humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît l'IDE humain, murin et de rat. Idéal pour étudier la dégradation de l'insuline et la clairance de l'amyloïde-bêta. SWISS : P14735.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin [Validé KD] contre l'enzyme dégradant l'insuline/IDE
Remarques/Alias	INSULYSINE
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3416
Identifiant du gène	3416
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'enzyme dégradant l'insuline (IDE) humaine (NP_004960.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14735
Poids moléculaire de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac de glace