

Anticorps Polyclonal Anti-Idh1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75874

Numéro d'article: CM0024338



Introduction

L'anticorps pAb de lapin IDH1 de CamelBio cible l'isocitrate déshydrogénase cytoplasmique, validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat et le singe. Essentiel pour l'étude du métabolisme cancéreux et du cycle de TCA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IDH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3417
GeneID	3417
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de l'IDH1 humaine (NP_005887.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	O75874
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace