

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Idh1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075874

Numéro d'article: CM0007639



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IDH1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Détecte l'isocitrate déshydrogénase cytoplasmique NADP-dépendante, essentielle à la génération de NADPH et aux voies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IDH1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3417
ID du gène	3417
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	075874
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant