

Anticorps Polyclonal Anti-Idh2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P48735

Numéro d'article: CM0024866



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IDH2 humaine, une enzyme mitochondriale du cycle TCA. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IDH2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3418
GeneID	3418
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 193-452 de l'IDH2 humaine (NP_002159.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48735
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace