

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Idh2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48735

Numéro d'article: CM0003306



Introduction

CamelBio propose le mAc Lapin IDH2 (P48735) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'IDH2 humaine, de souris et de rat. Fiable pour la recherche sur le métabolisme et les études sur les maladies. Source unique pour approvisionnement IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc Lapin IDH2
Remarques/Alias	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3418
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 353-452 de l'IDH2 humaine (P48735)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48735
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace