

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Idh3A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50213

Numéro d'article: CM0018002



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre l'IDH3A humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. L'immunogène protéique recombinant garantit la spécificité. Convient à l'étude du cycle de Krebs et des maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IDH3A Rabbit pAb
Remarques/Alias	RP90 ; IDH3A
Espèce	Humaine
GeneID	3419
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-366 de l'IDH3A humaine (NP_005521.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P50213
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Sac de glace