

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Idh3B Pour Wb, If, Elisa - O43837

Numéro d'article: CM0017369



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre IDH3B, la sous-unité bêta mitochondriale de l'isocitrate déshydrogénase dépendante du NAD. Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle de l'ATC et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	IDH3B pAb de lapin
Remarques/alias	RP46 ; IDH3B
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3420
ID du gène	3420
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35 à 170 de l'IDH3B humain (NP_008830.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O43837
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace