

Anticorps Polyclonal Anti-Ido1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Numéro d'article: CM0019037



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IDO1 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte l'IDO1 humaine et de rat. Outil essentiel pour les recherches sur le métabolisme du tryptophane et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IDO1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IDO ; INDO ; IDO-1 ; IDO1
Espèce	Humaine
ID du gène	3620 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 403 de l'IDO1 humaine (NP_002155.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	P14902
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace