

Anti-Ido1 Rabbit Polymab® Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Numéro d'article: CM0003468



Introduction

Anti-IDO1 Rabbit PolymAb® de haute qualité pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'IDO1 humaine (P14902), une enzyme clé du catabolisme du tryptophane et de la tolérance immunitaire, adaptée pour la recherche en cancérologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IDO1 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	IDO; INDO; IDO-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3620
GeneID	3620
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-403 de l'IDO1 humaine (NP_002155.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14902
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace