


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ids Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22304

Numéro d'article: CM0023420



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'iduronate 2-sulfatase humaine (IDS). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les maladies de surcharge lysosomale et les études de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du Produit	IDS Lapin pAb
Remarques/Alias	ID2S; MPS2; SIDS; IDS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3423
GeneID	3423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-290 de l'IDS humaine (NP_000193.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22304
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace