

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ier3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46695

Numéro d'article: CM0030071

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IER3 pour les applications western blot, IHC paraffine et ELISA. Détecte l'IER3 humain et de souris, un marqueur clé dans la signalisation ERK et la résistance au stress cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IER3 Lapin pAb
Remarques/Alias	DIF2; IEX1; PRG1; DIF-2; GLY96; IEX-1; IEX-1L; IER3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8870
GenelD	8870
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'IER3 humain (NP_003888.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46695
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace