


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ier5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Vy09

Numéro d'article: CM0020744



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine 5 du gène de réponse immédiate précoce (IER5), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Convient pour des échantillons humains, de souris et de rat. Impliqué dans la régulation transcriptionnelle, la réponse au choc thermique et le contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-IER5 de lapin
Remarques / Alias	SBBI48 ; IER5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51278
GeneID	51278
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de l'IER5 humain (NP_057629.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5VY09
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace