

Anticorps Polyclonal Anti-Iffo2 Pour Wb, Elisa - Q5Tf58

Numéro d'article: CM0026120

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IFFO2 (Intermediate filament family orphan 2), validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour l'étude de cette protéine de filament intermédiaire enroulée en hélice conservée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFFO2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IFFO2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	126917
GeneID	126917
Immunogène	Protéine recombinante de l'IFFO2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5TF58
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace