

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifi16 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16666

Numéro d'article: CM0017380



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IFI16 humain (alias PYHIN2, IFNGIP1) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur l'immunité innée, l'inflammation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin IFI16
Remarques/Alias	PYHIN2 ; IFNGIP1 ; IFI16
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	3428
ID du Gène	3428
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'IFI16 humain (NP_001351796.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16666
Poids Moléculaire de la Protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace