

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifi27 Pour Wb Et Elisa - P40305

Numéro d'article: CM0015947

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-IFI27 (alias ISG12A) reconnaît spécifiquement la protéine 27 inductible par l'interféron alpha, mitochondriale. Validé pour les applications de Western blot et ELISA, il présente une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de l'apoptose induite par les interférons de type I, des mécanismes de défense antivirale et de la signalisation mitochondriale. Généré contre un peptide synthétique situé dans les acides aminés 1-100 de l'IFI27 humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFI27 Lapin pAb
Remarques/Alias	P27; ISG12; FAM14D; ISG12A; IFI27
Espèce	Humain
GenelD	3429 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'IFI27 humaine (NP_005523.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P40305
Poids de la protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace