

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifi30 Pour Wb Et Elisa - P13284

Numéro d'article: CM0015470

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IFI30 humain (GILT), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Utile pour l'étude du traitement des antigènes de classe I/II du CMH et de l'activité de la thioréductase lysosomale dans les cellules présentatrices d'antigènes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | IFI30 Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | GILT; IP30; IP-30; IFI-30; IFI30                                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 10437                                                                                                                         |
| GeneID             | 10437                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'IFI30 humain (NP_006323.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                        |
| SWISS              | P13284                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 28kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |