

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifi35 Pour Wb Et Elisa - P80217

Numéro d'article: CM0018777

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IFI35 humaine (IFP35), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. L'IFI35 est une protéine induite par l'interféron régulant les réponses immunitaires innées et la signalisation NF-kappa-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFI35 Lapin pAb
Remarques/Alias	IFP35; IFI35
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3430
GeneID	3430
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-288 de l'IFI35 humaine (NP_005524.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P80217
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace