

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifi44 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tcb0

Numéro d'article: CM0027145

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IFI44, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'IFI44 humain, de souris et de rat. Convient aux études sur les structures microtubulaires induites par l'interféron et à la recherche en protéomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFI44 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p44 ; MTAP44 ; A430056A10Rik ; IFI44
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10561
GeneID	99899
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'IFI44 de souris (NP_598632.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q8TCB0
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace