


Anticorps Polyclonal Anti-Ifit2 Pour Wb, Elisa - P09913

Numéro d'article: CM0012989



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IFIT2 humain (ISG54), validé pour WB et ELISA. Adapté pour la recherche sur l'immunité antivirale, la signalisation interféronique et les études sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	IFIT2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P54, G10P2, IFI54, ISG54, cig42, IFI-54, IFIT-2, ISG-54, GARG-39, IFI-54K, ISG-54K, ISG-54 K, IFIT2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3433
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 273-472 de l'IFIT2 humain (NP_001538.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P09913
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace