


Anticorps Polyclonal Anti-Ifit3 Pour Wb, Elisa - O14879

Numéro d'article: CM0015713



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-IFIT3 validé pour WB et ELISA, adapté aux échantillons humains, de souris et de rat. Explorez la recherche antivirale et l'immunité innée avec ce réactif de haute qualité de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IFIT3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P49; Ifi49; IFIT3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3437
GeneID	15959
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de l'IFIT3 de souris (NP_034631.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14879
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace