


Anticorps Polyclonal Anti-Ifit3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14879

Numéro d'article: CM0030126



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IFIT3 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'IFIT3 humain, de souris et de rat. Convient à l'étude de l'immunité antivirale innée, de la régulation du cycle cellulaire et des voies de signalisation de l'interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFIT3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P49, Ifi49, IFIT3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3437
GeneID	15959
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 128-331 de l'IFIT3 de souris (NP_034631.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	O14879
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace