

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ifitm3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q01628

Numéro d'article: CM0006598

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IFITM3 humain (1-8U, IP15, DSPA2b), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de l'immunité innée antivirale et des mécanismes d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFITM3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	1-8U; IP15; DSPA2b; IFITM3
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10410
GenelD	10410
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-57 de l'IFITM3 humain (NP_066362.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01628
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace