


Anticorps Polyclonal Anti-Ifn-Bêta Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01575

Numéro d'article: CM0020872



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IFN-bêta de souris (UniProt P01575), validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation des interférons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFN-bêta Lapin pAb
Remarques/Alias	Ifb; IFNB; If1da1; IFN-bêta
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3456
GeneID	15977
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-182 de l'IFN-bêta de souris (NP_034640.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01575
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace