


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ifn-Bêta Pour Wb, Elisa - P01574

Numéro d'article: CM0012056



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IFN- β humain pour les applications de Western blot et d'ELISA. Convient aux études sur l'immunité innée, la réponse antivirale et la recherche sur le cancer. Immunogène recombinant, détecte une protéine de 22 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IFN- β
Remarques/alias	IFB ; IFF ; IFNB ; IFN- β
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3456
ID du gène	3456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 187 de l'IFN- β humain (NP_002167.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01574
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace