

Anticorps Monoclonal Anti-Ifn-Gamma Pour Wb, Fc, Elisa - P01579

Numéro d'article: CM0006013



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'IFN-gamma humain, validé pour WB, FC, ELISA. Convient à l'étude de la fonction de l'interféron immunitaire dans les réponses antimicrobiennes et antitumorales. - P01579

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	IFN-gamma Lapin mAb
Remarques/Alias	IFG; IFI; IMD69
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3458
ID de Gène	3458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-166 de l'IFN-gamma humaine (NP_000610.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC (intra), ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace