

Anticorps Polyclonal Anti-Ifn Gamma Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01579

Numéro d'article: CM0013707



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'IFN gamma humain (Interféron gamma), adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Poids protéique ~19 kDa. Pour la recherche sur les cytokines et les études d'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFN gamma Lapin pAb
Remarques/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3458
ID du gène	3458
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-161 de l'IFN gamma (NP_997468.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01579
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace