

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ifn Gamma Pour Wb, Elisa - P01579

Numéro d'article: CM0007403



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IFN gamma humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Immunogène protéique recombinant ; réagit de manière croisée avec l'humain. Utile dans la recherche sur les cytokines et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFN gamma Rabbit mAb
Remarques/Alias	IFG ; IFI ; IMD69 ; IFN gamma
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3458
GeneID	3458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-161 de l'IFN gamma humain (NP_000610.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace