

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ifn-Gamma Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01579

Numéro d'article: CM0011050



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IFN-gamma validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte l'IFN-gamma humain, une cytokine clé dans les réponses immunitaires antimicrobiennes, antivirales et antitumorales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IFN-gamma
Remarques / Alias	IFG ; IFI ; IMD69
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3458
GeneID	3458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-166 de l'IFN-gamma humain (NP_000610.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace