

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifn Gamma Pour Wb, Elisa - P01579

Numéro d'article: CM0017179



Introduction

Proposé pour WB et ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin cible l'IFN gamma humain, une cytokine clé de l'immunité antimicrobienne et antitumorale, soutenant les applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFN gamma Lapin pAb
Remarques/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Espèce	Humain
GeneID	3458 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-166 de l'IFN gamma humain (NP_997468.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace