

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifna10 Pour Wb, Elisa - P01566

Numéro d'article: CM0024125

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'interféron alpha-10 humain (IFNA10). Validé pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche antivirale et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFNA10 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IFN-alphaC ; IFNA10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3446
GeneID	3446
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-100 de l'IFNA10 humain (NP_002162.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P01566
Poids moléculaire protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace