


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifnar1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17181

Numéro d'article: CM0023341



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IFNAR1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des interférons de type I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-IFNAR1
Remarques/Alias	AVP; IFRC; IFNAR; IFNBR; IMD106; IFN-alpha-REC; IFNAR1
Espèce	Humain
ID de gène	3454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-557 de l'IFNAR1 humain (NP_000620.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17181
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace