

Anticorps Monoclonal Anti-Ifngr1 Pour Wb, Elisa - P15260

Numéro d'article: CM0002110



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant l'IFNGR1 humain (CD119), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation de l'interféron gamma et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-IFNGR1
Remarques/Alias	CD119 ; IFNGR ; IMD27A ; IMD27B ; R1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3459
Identifiant du gène	3459
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-489 de l'IFNGR1 humain (NP_000407.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15260
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace