

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ifngr1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15260

Numéro d'article: CM0002065



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IFNGR1 humain (CD119). Validé en WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation de l'interféron gamma et de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFNGR1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CD119, IFNGR, IMD27A, IMD27B, IFNGR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3459
Identifiant du gène	3459
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 390-489 de l'IFNGR1 humain (P15260)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15260
Poids protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace