

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifngr1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15260

Numéro d'article: CM0027274



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre IFNGR1, validé pour WB, IHC-P, ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Facilite la recherche sur la signalisation de l'interféron gamma et les voies de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | IFNGR1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | CD119 ; IFNGR ; IMD27A ; IMD27B ; IFNGR1                                                                                         |
| Espèce             | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)    | 3459                                                                                                                             |
| GeneID             | 3459                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-489 de l'IFNGR1 humain (NP_000407.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS              | P15260                                                                                                                           |
| Poids protéique    | 54 kDa                                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                     |