

Anticorps Polyclonal Anti-Ifngr2 Pour Wb Et Elisa - P38484

Numéro d'article: CM0027036



Introduction

Cet anticorps polyclonal lapin anti-IFNGR2 est conçu pour les applications de Western blotting (WB) et ELISA, avec une réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat, facilitant ainsi les études sur la signalisation de l'interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	IFNGR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AF-1; IFGR2; IMD28; IFNGT1; IFNGR2
Espèce	Humain
ID de Gène (humain)	3460
ID de Gène	3460
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 238-337 de l'IFNGR2 humain (NP_005525.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38484
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace