

Anticorps Polyclonal Anti-Ifngr2 Pour Wb, Elisa - P38484

Numéro d'article: CM0016716



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte l'IFNGR2 humain (récepteur 2 de l'interféron gamma), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'interféron gamma et de la fonction du récepteur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IFNGR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AF-1, IFGR2, IMD28, IFNGT1, IFNGR2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3460
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 221-322 de l'IFNGR2 humain (NP_005525.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P38484
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace