

Anticorps Polyclonal Anti-Ifnl1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu54

Numéro d'article: CM0025975



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IFNL1 (IL-29) humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour la recherche antivirale et immunomodulatrice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFNL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IL29 ; IL-29 ; IFNL1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	282618
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-200 de l'IFNL1 humain (NP_742152.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IU54
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace