

Anticorps Polyclonal Anti-Ifnl3 Pour Ihc-P Et Elisa - Q8Izi9

Numéro d'article: CM0015496



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin, ciblant l'IFNL3 humain (IL-28B/IL-28C), validé pour l'IHC-P et l'ELISA, et présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la défense antivirale médiée par les interférons de type III dans les tissus épithéliaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFNL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL28B ; IL28C ; IL-28B ; IL-28C ; IFN-lambda-3 ; IFN-lambda-4 ; IFNL3
Espèce	Homme
GeneID (humain)	282617
GeneID	282617
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-196 de l'IFNL3 humain (NP_742151.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q8IZI9
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace