

Anticorps Polyclonal Anti-Ifnl3 Pour Wb Et Elisa - Q8Izi9

Numéro d'article: CM0027953



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'IFNL3 (IL28B/IL28C) humain. Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Pour la recherche sur l'antiviral et l'immunomodulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFNL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	282617
GeneID	282617
Immunogène	Peptide synthétique situé dans la région des acides aminés 1-100 de l'IFNL3 humain (NP_742151.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IZI9
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace