

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifnlr1 Pour Wb, Elisa - Q8lu57

Numéro d'article: CM0016960



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IFNLR1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude de la défense antivirale et de la signalisation JAK/STAT dans les cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFNLR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IFNLR; LICR2; IL28RA; CRF2/12; IL-28R1; IFNLR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	163702
GeneID	163702
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-228 de l'IFNLR1 humain (NP_734464.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IU57
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace