

Anticorps Polyclonal Anti-Ifrd1 Pour Wb, Elisa - 000458

Numéro d'article: CM0018482

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IFRD1 humaine (PC4/TIS7). Validé pour Western blot (WB) et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la signalisation du facteur de croissance nerveuse (NGF) et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFRD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PC4 ; TIS7 ; IFRD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3475
GeneID	3475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 240 de l'IFRD1 humaine (NP_001541.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Masse protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace